

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EU DECLARATION OF CONFORMITY

(document according to Directive 2014/35/EU Annex IV)

Výrobce / Manufacturer

Diametral a.s.

Václava Špačka 1759

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Czech Republic

IČ: 04434374

Předmět prohlášení / Object of the declaration

Laboratorní pracovní stoly a elektrické moduly systému VarioLab, včetně nástaveb a mininástaveb, určené pro distribuci elektrické energie a laboratorní výukové aplikace.

VarioLab laboratory workbenches and electrical modules, including add-on units and mini-add-on units, designed for power distribution and laboratory teaching applications.

Použité směrnice / EU Directives

2014/35/EU – Low Voltage Directive (LVD)

2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Použité normy / Applied standards

EN 61439-1:2011 – Low-voltage switchgear and control gear assemblies – General rules

EN 61439-2:2011 – Low-voltage switchgear and control gear assemblies – Power switchgear assemblies

EN 61010-1:2010 – Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

Další použité normy / Additional applied standards

ČSN 33 2000-7-713 – Electrical installations in furniture

Seznam výrobků / List of products

Konkrétní seznam výrobků je uveden v přílohách tohoto prohlášení:

- Annex A – VarioLab nástavby
- Annex B – VarioLab mininástavby

Tyto přílohy jsou generovány z technického seznamu výrobků a tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu.

A specific list of products is provided in the annexes to this declaration:

- Annex A – VarioLab superstructures
- Annex B – VarioLab mini-superstructures

These annexes are generated from the technical product list and form an integral part of this document.

Technická poznámka / Technical note

Všechny uvedené moduly jsou posuzovány jako nízkonapěťové rozváděče dle EN 61439. Splňují požadavky na bezpečnost, konstrukci a ověřování dle této normy.

All of the modules listed are classified as low-voltage switchgear in accordance with EN 61439. They meet the safety, design, and verification requirements of this standard.

Podepsáno za výrobce / Signed for the manufacturer


Place: Praha, Česko - EU / Prague, Czechia - EU

Datum / Date: 15.07.2025

Jméno / Name: Vít Majtás

Pozice / Position: člen správní rady / member of the board of directors

Podpis / Signature: _____



AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

Designation (Označení)	Name CZ (Název)	Basic Description CZ	Applicable Standards	LVD 2014/35/EU	EMC 2014/30/EU
53202	M02 4.0	VarioLab+: Modul 2x 1F zásuvka 230V,50Hz,16A CEE 7/5	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53203	M03 4.0	VarioLAB+: Modul propojovacích svorek pro malá napětí 5 řad/5 svorek	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53204	M04 4.0	VarioLAB+: Modul DC zdroje $\pm 15V$ / 1A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53205	M05 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x0-32V/4,1A,5V/3A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53206	M06 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní RS232 (COM1 a COM2)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53207	M07 4.0	VarioLAB+: Výstupní svorky 3x 24V AC s 3F jističem 10A (pro připojení na externí zdroj 3x24V AC)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53208	M08-10 4.1	VarioLAB+: Modul 1F centrální vypínač, jištění 10A, chránič, tlačítko TOTAL STOP	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54266	M08-13 4.1	VarioLAB+: Modul 1F centrální vypínač, jištění 13A, chránič, tlačítko TOTAL STOP	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53308	M08-16 4.1	VarioLAB+: Modul 1F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53209	M09 4.0	VarioLAB+: Modul stabilizovaného zdroje AC v rozsahu 0 V-255V/1A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53210	M10 4.0	VarioLAB+: Modul čítače a generátoru funkcí - arbitrární generátor funkcí, 2 kanály, 30 MHz	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53211	M11 4.0	VarioLAB+: Modul orientačního DC voltmetru 0 - 48 V a ampérmetru 0 - 10 A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53212	M12 4.0	VarioLAB+: Modul mikropáječky 80 - 450 °C/35W	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53214	M13 4.0	VarioLAB+: Modul DC zdroje 9V / 1A, stabilizovaný	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53215	M14 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního zdroje 2x0-32V/4,1A,5V/3A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53216	M15 4.0	VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 1,2A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53217	M16 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního reg.zdroje 1x0-30V/10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53218	M17 4.0	VarioLAB+: Modul 3F analogových ampérmetrů 3 x 20A/40A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

53219	M18-10 4.0	VarioLAB+: Modul 3F jističe B10A a proudového chrániče 30mA pro samostatné jištění dalších modulů	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53220	M18-16 4.0	VarioLAB+: Modul 3F jističe B16A a proudového chrániče 30mA pro samostatné jištění dalších modulů	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53221	M19 4.0	VarioLAB+: Modul výstupních bezpečnostních svorek 3F 400V, 16A max	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53222	M20 4.0	VarioLAB+: Modul 3F zásuvka 16A / 400V, 5pin, 3P + N + E, EN 60309-2: 400 V, 50-60 Hz, s vypínačem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53223	M21-06 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz, 6 A s vlastním jističem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53224	M21-10 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54284	M21-13 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 13A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54304	M21-16 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, CEE 7/5 50Hz 16A s vlastním jističem 16A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53226	M23 4.0	VarioLAB+: Modul akustické prozváněčky obvodů, součástí jsou šňůry s měřicími hroty	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53227	M24 4.0	VarioLAB+: Modul AC zdroje s výstupním napětím 24V / 2A, výstup na zásuvku, vybavený kontrolkou a síťovým vypínačem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53228	M25-10 4.0	VarioLAB+: Modul 3fázové zásuvky s vypínačem, jističem 3 x 10 A a kontrolkou	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53229	M25-16 4.0	VarioLAB+: Modul 3fázové zásuvky s vypínačem, jističem 3 x 16 A a kontrolkou	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53230	M25-20 4.0	VarioLAB+: Modul 3fázové zásuvky s vypínačem, jističem 3 x 20 A a kontrolkami	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53231	M26 4.0	VarioLAB+: Modul přesného multimetru U, I, R, C, L, f, t	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53232	M27 4.0	VarioLAB+: Modul DC symetrického zdroje $\pm 15V$ / 1A a DC zdroje 5V/3A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53233	M28 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní RS232, LPT, USB, včetně přírodních kabelů	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53234	M29 4.0	VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 2,1A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

53325	M30-10 4.0	VarioLAB+: Modul 3F samostaného jističe 10A /B	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53326	M30-16 4.0	VarioLAB+: Modul 3F samostaného jističe 16A /B	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53235	M31 4.0	VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 3,0A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53236	M32-10 4.1	VarioLAB+: Napájecí modul s 3 fázovým jištěním 10A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53237	M32-16 4.1	VarioLAB+: Napájecí modul s 3 fázovým jištěním 16A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53238	M32-25 4.1	VarioLAB+: Napájecí modul s 3 fázovým jištěním 25A, proudovým chráničem, kontrolkami, vypínačem světla	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53239	M33 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovaného zdroje 1x0-30V/20A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53240	M34 4.0	VarioLAB+: Modul vstupních analogových AC měřidel U: 0-250V a I: 0-15A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53327	M35 4.0	VarioLAB+: Modul 1x zásuvka 230V / 16A (CEE 7/5) a 1x zásuvka PC 230V (IEC60320)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53242	M36 4.0	VarioLAB+: Modul propojovacích bezpečnostních svorek 6 řad / 5 svorek 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53243	M37-10 4.0	VarioLAB+: Modul zdvojených 3F bezpečnostních zdířek 3x400 V, jistič B10 A, tlačítka ZAP / VYP, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53244	M37-16 4.0	VarioLAB+: Modul zdvojených 3F bezpečnostních zdířek 3x400 V, jistič B16 A, tlačítka ZAP / VYP, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53245	M38 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní RS232, LPT, USB, LAN- RJ45	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53246	M39 4.0	VarioLAB+: Modul switch LAN 10/100MB, 5 portů	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53247	M40 4.0	VarioLAB+: Modul USB 3.0 hub, 4 porty	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53248	M41 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního reg.zdroje 2x0- 42V/3,1A, 5V/3A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53249	M42 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovatelného	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

		zdroje 1x 0÷42V/3,1A a pevného zdroje 5V DC/3A			
53250	M43 4.0	VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje ±24V/1A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53251	M44 4.0	VarioLAB+: Modul stabilizovaného zdroje AC v rozsahu 0 V-255V/2A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53252	M45 4.0	VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53253	M46 4.0	VarioLAB+: Modul oddělovacího transformátoru 230V / 230V / 5A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53254	M47 4.0	VarioLAB+: Modul nestabilizovaného a nefiltrovaného DC zdroje 24V/4,5A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53255	M48 4.0	VarioLAB+: Modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1 x 0 ÷ 40V / 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53343	M49 4.0	VarioLAB+: Modul vývodu tlakového vzduchu s přesným redukčním ventilem 2,5 bar	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53257	M50 4.0	VarioLAB+: Modul vývodu tlakového vzduchu s přesným redukčním ventilem 10,0 bar	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53258	M51 4.0	VarioLAB+: Modul 3F autotransformátoru 3x 5V - 230V/400V/2A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53259	M52 4.0	VarioLAB+: Modul 1f autotransformátoru 0 - 230V/2A s možností přepnutí výstupu AC / DC	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53260	M53 4.0	VarioLAB+: Modul nestabilizovaného nefiltrovaného DC zdroje 6 - 12 - 24 - 48V/2,0A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54241	M54 4.0	VarioLab+: Modul 2x zásuvka SCHUKO 230 V,50Hz,16A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53358	M55-06 4.0	VarioLab+: Modul 2x zásuvka SCHUKO 230V, 50Hz, 16A s jističem 6A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53359	M55-10 4.0	VarioLab+: Modul 2x zásuvka SCHUKO 230V, 50Hz, 16A s jističem 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53261	M56 4.0	VarioLAB+: Modul dvoukanálového digitálního osciloskopu s rozsahem do 30 MHz	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53262	M57 4.0	VarioLAB+: Modul dvoukanálového digitálního osciloskopu s rozsahem do 100 MHz	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57424	M57L 4.0	VarioLab+: Modul 3x zásuvka 230V, 50Hz, UK BS 1363, do nosníku s policí LZP-xxx	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

54267	M59-06 4.0	VarioLAB+: Modul jednofázového jističe 6A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53264	M59-10 4.0	VarioLAB+: Modul jednofázového jističe 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53265	M59-16 4.0	VarioLAB+: Modul jednofázového jističe 16A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53266	M60 4.0	VarioLAB+: Modul multimetru, 4 1/2 digit, V - A - Ohm - Hz, true RMS	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53267	M61 4.0	VarioLAB+: Modul 3 fázového transformátoru, primár:230 V / 400 V	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53268	M62 4.0	VarioLAB+: Modul stabilizovaného DC zdroje 5 - 12 - 24 - 48V / 2A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53269	M63 4.0	VarioLAB+: Modul samostatného tlačítka TOTAL STOP	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53270	M64 4.0	VarioLAB+: Modul 1f autotransformátoru 0 - 230V/3A s možností přepnutí výstupu AC/DC	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53271	M65 4.0	VarioLAB+: Modul vývodů AC 230V/10A, 2x zásuvka, eurokonektor, bezpečnostní zdířky, jistič	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53272	M66 4.0	VarioLAB+: Modul reverzace 3F/400V/16A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53273	M67 4.0	VarioLAB+: Modul zdroje AC 24V/2A 1x zásuvka, bezpečnostní zdířky, kontrolka, vypínač	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56821	M68	VarioLAB+: Úložný prostor 240mm průběžný, pro nástavby VarioLab+	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56820	M69	VarioLAB+: Úložný prostor 240mm zakončovací, pro nástavbu VarioLab+	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56822	M70	VarioLAB+: Úložný prostor 240mm samostatný, pro nástavby VarioLab+	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53344	M71 4.0	VarioLAB+: Modul R dekády 0 ÷ 999999R	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53345	M72 4.0	VarioLAB+: Modul L dekády 0 ÷ 99999uH	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53346	M73 4.0	VarioLAB+: Modul C dekády, 0 ÷ 99999pF	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53274	M74 4.0	VarioLAB+: Modul RLC dekády 0 ÷ 999999R, 0 ÷ 99999uH, 0 ÷ 99999pF	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53347	M75 4.0	VarioLAB+: Modul 1f autotransformátoru 0 - 230V/6A s možností přepnutí výstupu AC/DC	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53275	M76-20 4.0	VarioLAB+: Modul rozeběhu 3F motoru 3x400V, s ručním přepnutím Y/D	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

53276	M77 4.0	VarioLAB+: Modul sériově zapojených kondenzátorů 1000 uF + 1000 uF / 500 uF / 400 V s vyvedeným středem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53348	M78 4.0	VarioLAB+: Modul vačkového spínače 3 x 400V / 20A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53349	M79 4.0	VarioLAB+: Modul kondenzátoru 1000 uF / 100V	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53277	M80 4.0	VarioLAB+: Modul 3F usměrňovače 600 V / 20 A (šestipulsní)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53278	M82 4.0	VarioLAB+: Modul 3F analogových voltmetrů (230V), ampérmetrů (10A) a výstupních zdírek	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53279	M83 4.0	VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE 5/7, 16A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53280	M84 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2 x USB, 1 x LAN-RJ45, 1 x HDMI	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53281	M85 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2 x USB, 1 x LAN-RJ45	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53282	M86 4.0	VarioLAB+: Modul paketového spínače 3f, 400V/ 63A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53283	M87 4.0	VarioLAB+: Modul AC zdroje 6 - 12 - 24 V / 2A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53284	M88 4.0	VarioLAB+: Modul jednoduchého testeru, tři samostané dvojice zdírek s dvoupolohovými přepínači	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53285	M89 4.0	VarioLAB+: Modul programovatelného analyzátoru sítě (Ampérmetr, Voltmetr, Wattmetr, Frekvence)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53286	M90 4.0	VarioLAB+: Modul jednofázové zásuvky s měřením výkonu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53287	M91 4.0	VarioLab+: Modul 3 digitálních voltmetrů 10 - 600 V AC	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53288	M92 4.0	VarioLab+: Modul 3 digitálních ampérmetrů, měření jednotlivých fází, 50 mA - 20A AC	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53289	M93 4.0	VarioLab+: Modul vývodů tlakového vzduchu, dva ventily VHER-H-B43C-G18, dva páry výstupů	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53290	M94 4.0	VarioLab+: Modul 1f digitálního ampérmetru do 15A AC a voltmetru do 250V AC, Přesnost 1%	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53291	M95 4.0	VarioLab+: Modul 3 fázového programovatelného digitálního	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

		multimetru Rozsah měření napětí: 10 - 300 V			
54300	M97 4.0	VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 24V/ 2,5A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53292	M98 4.0	VarioLAB+: Modul 3 fázový oddělovací transformátor s maximálním odběrem 3A, výstup na zdířky.	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53351	M99 4.0	VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 15V/5A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53352	M100 4.0	VarioLAB+: Modul bezpečnostních zdířek DC a AC a datového rozhraní 1 x LAN-RJ45	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53350	M101 4.0	VarioLAB+: Modul 3f autotransformátoru, 0 - 100% Uprim / 4A včetně modulu jističe 3F / 4A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54269	M102 4.0	VarioLAB+: Modul AC zdroje 6 - 12 - 24 - 48V / 2,0A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54281	M103-06 4.0	VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE 5/7, 16A a jistič 6 A /B	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54280	M103-10 4.0	VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE 5/7, 16A a jistič 10 A /B	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54282	M104-5 4.0	VarioLAB+: Modul třífázového elektroměru, max. proud 5A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53389	M105 4.0	VarioLab+: Modul analogový galvanometer, rozsah měření napětí DC: 100mV přesnost ±3%	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54283	M106 4.0	VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 5V/5A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57328	M107 4.0	VarioLAB+: Modul multimetru, GW Instek GDM-9061:12 Measurement Functions: DCV, ACV, DCI, ACI, 2-wire	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54285	M108 4.0	VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 12V/15A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54286	M109 4.0	VarioLAB+: Modul DC stabilizovaného zdroje 24V/ 4A, ochrana proti zkratu a přetížení, kontrolka	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54296	M110 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2x RS232, LPT, FireWire, DVI-I a Audio	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

Annex A – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

53391	M111-10 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, BS1363 s vlastním jističem 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53405	M112 4.0	VarioLAB+: Modul AC / DC laboratorního regulovatelného zdroje AC 0-255V/2A, DC 0-32V/4,1A,5V/3A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53396	M113 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 230 V / 50 Hz, BS1363	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53412	M114 4.0	VarioLAB+: Modul mikropáječky 80 - 450 °C/50W	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53413	M115 4.0	VarioLAB+: Modul osmi párů zdířek (max. 16A) spínaných stykači. Ovládání tlačítka "Start" a "Stop",	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53414	M116 4.0	VarioLAB+: Modul dvojice 3F zásuvek 16A / 400V, 5pin, 3P + N + E, EN 60309-2: 400 V, 50-60 Hz	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53416	M117 4.0	VarioLAB+: Modul ovládání externího autotransformátoru, 0 - 100% Uprim 16A včetně analogových měřidel	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53382	M118 4.0	VarioLAB+: Modul 1f autotransformátoru 0 - 260V AC / 15A, přepínaný výstup AC/DC, analogové přístroje	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56849	M119 4.0	VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V CEE 5/7, s víčkem (IP54) 16A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54302	M123 4.0	VarioLAB+: Modul 4 zásuvek 230V / 50 Hz SCHUKO	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53420	M124 4.0	VarioLAB+: Modul 1f autotransformátoru s voltmetrem, 0 - 250V/2A, 0-42V/3A, 0-18V/6A, 0-6V/15A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53429	M125-10 4.0	VarioLAB+: Modul třífázové zásuvky CEE 16A a zdířkami, vypínačem, jističem 3x10 A, motorovým spouštěčem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57329	M126 4.0	VarioLAB+: Modul analogového multimetru U, I, R, f	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57561	M127 4.0	VarioLAB+: Modul AC/DC napájecí zdroj 0-30 VDC / 0-4 A a 0-48 VAC / 0-5 A s proudovým omezením AC i DC	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57564	M131 4.0	VarioLab+: Modul multimetr • DC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V - přesnost: +/- (0.7%+3)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57567	M133 4.0	VarioLab+: Modul analogový galvanometer, rozsah měření proudu DC: +/- 35µA třída přesnosti2,	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexA – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

57568	M134-16 4.0	VarioLAB+: Modul 1F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP a START	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57615	M134K-16 4.0	VarioLAB+: Modul 1F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP a START	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57569	M135 4.0	VarioLAB+: Modul bezpečnostních 1 f výstupních svorek 230V/16A. Modul VarioLab+ M135 s bezpečnostními svorkami	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57595	M136 4.0	VarioLAB+: Modul stabilizovaného DC zdroje 5V/2 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Ochrana proti zkratu i přetížení	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57594	M137 4.0	VarioLAB+: Modul AC napájecí zdroj 0-48 VAC / 0-5 A s proudovým omezením a s LED displejem.	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57596	M138 4.0	VarioLAB+: Modul datového rozhraní 2 x LAN-RJ45, Cat 6 včetně připojovacích kabelů 2 x LAN UTP Cat6	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54305	M139 4.0	VarioLab+: Modul 3x 1F zásuvka NEMA 5-15R, 115V,60Hz,15A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54306	M140 4.0	VarioLAB+: Modul AC zdroje 14V @ 1A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54308	M142 4.0	VarioLAB+: Výstupní svorky 3x 36V/400Hz AC s 3F jističem 10A (pro připojení na externí zdroj 3x36V A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54309	M143 4.0	VarioLab+: Modul 1x 1F zásuvka 230V, CEE 7/5 50Hz	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54310	M144 4.0	VarioLAB+: Modul 1x 1F zásuvka s odklopným víčkem, 230V, CEE 7/5 50Hz, IP44	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54311	M145 4.0	VarioLAB+: Zemnicí svorky 3x žluto-zelená pro uzemění připojených přístrojů (	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54312	M146-10 4.0	VarioLAB+: Modul 2x zásuvka 110 V / 50 Hz, BS1363 s vlastním jističem 10A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54313	M147 4.0	VarioLAB+: Modul multimetru, plast, (GW Instek 9052 5,5 digit. True RMS)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54314	M148 4.0	VarioLAB+: Modulu DC laboratorního zdroje 0-60V/0-5A	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54315	M149 4.0	VarioLAB+: Modul samostatné 3F zásuvky 16A (IP44) do přístrojové nábavy	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56859	M150 4.0	VarioLAB+: Modul odpájecí stanice 90W, 160 až 480°C	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

Annex A – Diametral a.s. - Moduly do nástaveb VarioLab+

56860	M151 4.0	VarioLAB+: Modul 4-kanálového digitálního osciloskopu s rozsahem do 100 MHz	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
-------	----------	---	-------------------------------------	-----	-----

Designation (Označení)	Name CZ (Název)	Basic Description CZ	Applicable Standards	LVD 2014/35/EU	EMC 2014/30/EU
53362	M02K 4.0	Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR s kontrolkou, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53363	M03K 4.0	Modul 2x datová zásuvka LAN RJ-45 Cat6 pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53388	M04K 4.0	Modul bezpečnostních 1 f výstupních svorek 230V/10A pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53364	M05K 4.0	Modul bezpečnostních 3f zdírek 3x 400V/10A, PE, N (5 řad po 3 zdírkách) pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53392	M06K 4.0	Modul bezpečnostních propojovacích svorek 5 řad / 3 svorky 400V/10A pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53365	M08K- 10 4.1	Modul 1F centrálního vypínače, jištění 10A, chrániče a tlačítka TOTAL STOP pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53366	M08K- 16 4.1	Modul jednofázové centrální jištění. Jištič 16A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53425	M08K- 25 4.1	Modul jednofázové centrální jištění. Jištič 25A, proudový chránič, tlačítka Start a TOTAL STOP	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53400	M09K 4.0	Modul bezpečnostních propojovacích svorek 6 svorek 32A a 4 svorky 125A pro energo kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53367	M10K 4.0	Modul DC zdroje 6-12-24V/2 A nestabilizovaný, nefiltrovaný pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53368	M11K 4.0	Modul AC zdroje 6 - 12 - 24 V / 2A pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53369	M12K 4.0	Modul 5x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53370	M13K 4.0	Modul samostaného kolébkového spínače 0/1, provedení pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53314	M14K 4.0	Modul stabilizovaného DC zdroje 12V/1 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení a zkratu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53315	M15K 4.0	Modul stabilizovaného DC zdroje 5V/2 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení a zkratu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53316	M16K 4.0	Modul stabilizovaného symetrického DC zdroje $\pm 15V$ / 1A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení a zkratu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53317	M17K 4.0	Modul 2x zásuvka 230V s krytkou (odklopným víčkem), 50Hz, 10A CZ/FR a 1F jističem B10A, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexB – Diametral a.s. - Moduly do mininástaveb VarioLab+

53319	M18K 4.0	Modul stabilizovaného DC zdroje 24V/4 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení a zkratu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53320	M19K 4.0	Modul otočného ovladače s bezpečnostním klíčem(BKS E1 (VW) - pro Škoda auto, Auspicious	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53371	M20K 4.0	Modul 3F zásuvka 16A do kanálu s vypínačem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57625	M20K- 32 4.0	Modul 3F zásuvka 32A (max 25A odběr) do kanálu s vypínačem	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53372	M21K 4.0	Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10A s vlastním jističem, montáž do kanálu, nebo mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53373	M22K 4.0	Krytka VarioLab+, pro kanál / mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53374	M23K 4.0	Modul prozváněčky obvodů, do kanálu / mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53318	M24K 4.0	Modul samostatné 3F zásuvky 16A (IP44) do kanálu, nebo mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53375	M25K 4.0	Modul 1x zásuvka 230V, 50Hz, s oddělovacím transformátorem, MAX 1,2 A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53321	M26K 4.0	Modul AC – 3f transformátor 3x 42V/24V/10A. Jedny konce vinutí fází společně vyvedené na svorku N	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53330	M27K 4.0	Modul stabilizovaného DC zdroje 12V/15 A, vypínač ON/OFF, kontrolka zapnutí. Zdroje je odolný proti přetížení a zkratu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53332	M28K 4.0	Modul VarioLab+ pro kanál, mikropáječka 80 ÷ 450°C / 35W	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53333	M29K 4.0	Modul AC – 3f transformátor 3x 42V/24V/10A a 12 V DC.	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53397	M31K 4.0	Modul 1x zásuvka "SCHUKO" 230V, 50Hz, vypínač, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53376	M32K- 10 4.1	Modul 3F centrální vypínač, jištění 10A, chránič, tlačítko TOTAL STOP pro montáž do kanálu / mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53322	M32K- 16 4.1	Modul 3F centrální vypínač, jištění 16A, chránič, tlačítko TOTAL STOP pro montáž do kanálu / mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57624	M32K- 25 4.1	Modul 3F centrální vypínač, jištění 25A, chránič, tlačítko TOTAL STOP pro montáž do kanálu / mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54240	M33K 4.0	Modul 4x USB 3.0 HUB, 1x LAN RJ45 pro kabelový kanál nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53355	M34K 4.0	Modul 10x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54251	M35K 4.0	Modul 3x datová zásuvka LAN RJ-45 Cat6 pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
54288	M36K 4.0	Modul orientačního DC voltmetru 0 - 48 V a ampérmetru 0 - 10 A pro mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexB – Diametral a.s. - Moduly do mininástaveb VarioLab+

54299	M37K 4.0	Modul 4x USB 3.0 HUB, pro kabelový kanál nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57601	M39K 4.0	Modul bezpečnostních zdířek 4 x 2 zdířky 400V/10A, PE, N (2 svislé řady po 4 zdířkách)	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
01375	M40K 4.0	Modul USB 3.0 hub a 2 x LAN do kanálu / mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53393	M41K 4.0	Modul USB 3.0 hub a 8 x USB port do mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53395	M42K 4.0	Modul switch 16 port 10/100 MB a 1 GB	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53399	M44K 4.0	Modul 2x zásuvka HDMI pro energo kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53401	M45K 4.0	Modul 2x zásuvka 230V, 50Hz, 10A CZ, SK, PL, FR s kontrolkou, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53377	M54K 4.0	Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 16A "SCHUKO" pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53378	M55K 4.0	Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 10/16A "SCHUKO" s vlastním jističem 16A, montáž do kanálu, nebo mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53394	M56K 4.0	Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, UK BS 1363 pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53422	M57K 4.0	Modul 1x zásuvka 230V, 50Hz, UK BS 1363 pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53379	M58K 4.0	Krytka VarioLab+, pro kanál a mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53403	M59K 4.0	Modul switch 16 port 10/100 MB a 1 GB, pro kanál, mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53380	M59K- 16 4.0	Modul jednofázového jističochrániče 16A / B / 0,03A do kanálu/ mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53423	M60K- 10 4.0	Modul 3x jednofázového jističe 10A / B do mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53421	M61K 4.0	Modul 2x zásuvka, 1x BS 1363, 1x C14, 230V, 50Hz, 10A pro kanál, nebo mininástavbu, plast (šířka 120	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53424	M62K	Modul switch 8 port 10/100 MB a 1 GB, do kanálu / mininástavby,	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56838	M62K 4.0	Modul switch 8 port 10/100 MB a 1 GB, do kanálu / mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56831	M64K 4.0	Krytka VarioLab+, pro kanál a mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57626	M65K 4.0	Modul 2x zásuvka 230V, 50Hz, 10A SCHUKO s kontrolkou, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56851	M66K 4.0	Modul 2x zásuvka 120V, 60Hz, 15A NEMA 5-15 (IP44) s odklopným víčkem, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56852	M67K 4.0	Modul 4x zásuvka 230V, 50Hz, 16A IP54, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES

AnnexB – Diametral a.s. - Moduly do mininástaveb VarioLab+

58654	M68K 4.0	Zemnicí svorky 3x žluto-zelená pro uzemění připojených přístrojů	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56853	M70K 4.0	Modul 1x zásuvka 230V s krytkou (odklopným víčkem), 50Hz, 10A CZ/FR IP 54, pro kanál, nebo mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
01388	M81K 4.0	Modul vypínač ZAP / VYP s aretací, obě polohy zabezpečeny zámkem, kontrolka zapnutí, do kanálu/ mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
01348	M82K 4.0	Modul 2x zásuvka 230V, 50Hz, 10A s vlastním jističochráničem, montáž do kanálu, nebo mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53426	M83K 4.0	Modul vývodu tlakového vzduchu s rychlospojkou a vypínačem, montáž do kanálu, nebo mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53427	M84K 4.0	Modul jednoduchého vývodu tlakového vzduchu s rychlospojkou, montáž do kanálu, nebo mininástavby	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
53428	M85K 4.0	Krytka zakončovací VarioLab+, pro kovový kanál / mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56837	M86K 4.0	Modul multimetru s držákem, pro kovový kanál / mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
56836	M87K 4.0	Modul 2x8 zdířek DC a 2x8 zdířek AC, pro kovový kanál / mininástavbu	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES
57627	M88K 4.0	Modul bezpečnostních propojovacích svorek 2x 4mm "SENSE" 4x 4mm 32A a 4 x 125A, externí výstup DC zdroje	EN 61439-1:2011; EN 61439-2:2011	YES	YES